



БАЊА ВРДНИК
термал

Специјална болница за рехабилитацију "Термал"
22408 Врдник, ул. Карађорђева бр. 6
Тел/факс: 022/465-887,465-087
termal@ptt.rs
www.termal-vrdnik.com

ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕ ДИЈАДИНАМСКИХ СТРУЈА-ДДС У СЛУЖБИ ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
8.10/3 118	20.11.2019	
Процедуру израдио Сунчица Ракић Тим за физикалну медицину и рехабилитацију	Процедуру оверио Комисија за оверу процедура 	

1.ЦИЉ:

Овом процедуром се дефинише начин примене ДДС-а на пацијенте у СБ“Термал“Врдник

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ:

Процедура је намењена свим физиотерапевтима у СБ“Термал“Врдник

3. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА:

Физикална медицина и терапија

Закон о здравственој заштити,

Закон о безбедности заштити на раду,Статут ,

Правилник о унутрасњој организацији и систематизацији

4. ДЕФИНИЦИЈА:

Дијадинамичке струје представљају врсту електротерапије која користи нискофреквентне импулсне струје (фреквенца је између 50 и 100 Хз). Терапија се одређује индивидуално, најчешће у серији 10-15 третмана.

5. ОДГОВОРНОСТ:

5.1 Одговорни за контролу протокола су начелник и главни терапеут СБ“Термал“Врдник .

5.2 Одговорни за спровођење процедура су сви физиотрапеути у СБ“Термал“Врдник

6.ПОСТУПАК

Примењују се посредством две електроде разних облика и величина које се стављају на кожу. Примењују у виду пет модулација при чему свака модулација има одређени терапијски ефекат. Зову се и Бернардове струје – по аутору. Терапијски ефекат је вишеструк: аналгетско дејство (против бола-негативна електрода), спазмолитично (смањује “грч” мишића), вазодилататорно (нормализује поремећену циркулацију), против упално дејство.

За примену ДДС-а користе се се гумено графитне електроде адекватних димензија.Између електрода и тела поставља се медијатор-газа(сунђер) натопљен водом(температуре воде приближно

температури тела).Пре примене струје врши се инспекција пацијент-кабла,потрошеност електрода и стање коже пацијента.Након инспекције од стране физиотерапеута приступа се апликацији:постављање електрода,које се покрију мушомом и притисну тегом,затим се укључи апарат,подесе параметри како је лекар записао и стартује се апарат.Апликација траје 6 мин.По потреби а у складу са потребама пацијента ординирајући физијатар може продужити трајање апликације до 12 мин.По завршеној апликацији смањују се параметри на нулу,апарат се искључује и тек онда се скидају електроде.

7. ПРИЛОЗИ И ЗАПИСИ:

Прилог 1. Дистрибутивна листа (електротерапија)

ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ	ДАТУМ ПРИЈЕМА	ПОТПИС
1	ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА			
2				
3				
4				
5				